



INTENSE FLUX


Низькокогезивний філер (текучий), дуже природно інтегрується у тканини

Ідеальний для молодих пацієнтів

Зручно працювати у найделікатніших зонах та з поверхневими статичними зморшками

Заповнення середніх зморшок та заломів

ЗОНИ: носослізна борозна, зморшки маріонетки, зморшки посмішки, губи, скронева зона (тонка шкіра), руки



EPIDERMAL

DERMAL

SUBCUTANEOUS

PERIOSTEUM



КОНЦЕНТРАЦІЯ

ГК 26 мг/мл



ШПРИЦ

1x1 мл



ГОЛКА

Голка 1 x 27G та 1 x 30G



МІСТИТЬ

Амінокислоти гліцин та L-пролін



ОСОБЛИВОСТІ

- Кут голки: 45°
- Шар введення: дерма
- Інтрадермальне поверхнєве введення
- Не рекомендується вводити періостально!