




INTENSE INTENSE MAN

ОБ'ЄМНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КОНТУРІВ ОБЛИЧЧЯ

НАДАННЯ ФОРМИ: щелепа / підборіддя / ніс

ЛІФТИНГ: волюметрична корекція, середньої та нижньої третини обличчя



EPIDERMAL

DERMAL

SUBCUTANEOUS

PERIOSTEUM



КОНЦЕНТРАЦІЯ

ГК 28 мг/мл



ШПРИЦ

1x1 мл



ГОЛКА

21G



КАНЮЛЯ

22G



МІСТИТЬ

Амінокислоти гліцин та L-пролін



ОСОБЛИВОСТІ

- Створений з високою концентрацією ГК та PEG: висока когезивність & щільність
- Потрібна МЕНША КІЛЬКІСТЬ ФІЛЕРА порівнянно з BDDE філерами
- Implant-like ефект: ВІДТВОРЕННЯ ФОРМИ
- ТРИВАЛИЙ ефект корекції – до 18-24 місяців
- Кут голки: 45°
- Глибина: супраперіостально