



# STIMULATE STIMULATE MAN


Це більше ніж філер: об'єм та ліфтинг за одну процедуру!

Відновлення об'єму та якості тканин шляхом стимуляції синтезу колагену.

Ідеально підходить для старших пацієнтів, яким необхідно відновити об'єм та покращити якість шкіри

ОБ'ЄМ: середня третина обличчя та нижня третина обличчя

ОСОБЛИВІ ЗОНИ: руки



EPIDERMAL

DERMAL

SUBCUTANEOUS

PERIOSTEUM



## КОНЦЕНТРАЦІЯ

ГК 26 мг/мл



## ШПРИЦ

1x1 мл



## ГОЛКА

21G



## КАНЮЛЯ

22G



## МІСТИТЬ

Містить 1% СаНа, амінокислоти гліцин та L-пролін



## ОСОБЛИВОСТІ

- Концентрація СаНа 1%
- Розмір часток 8-12 мкм
- Є АНТИДОТ – розчиняється гіалуронідазою
- НЕ ПОТРІБНІ СПЕЦІАЛЬНІ ТЕХНІКИ ВВЕДЕННЯ
- Кут голки: 45°
- Шар введення: глибоко субдермально
- Не рекомендується вводити періостально!