




INTENSE LV

ПЛАСТИЧНИЙ волюмайзер, ОДНОРІДНО ІНТЕГРУЄТЬСЯ в навколишні тканини

Створений для відновлення об'єму при тонкій шкірі, для заповнення зморшок глибоких середньої вираженості, корекції контуру губ та періоральної зони

ОБ'ЄМ: скроні / носогубні складки

Особливі зони: середньощічна, носогубна, губопідбородочна борозда



EPIDERMAL

DERMAL

SUBCUTANEOUS

PERIOSTEUM



КОНЦЕНТРАЦІЯ

ГК 26 мг/мл



ШПРИЦ

1x1 мл



ГОЛКА

21G



КАНЮЛЯ

22G



МІСТИТЬ

Амінокислоти гліцин та L-пролін



ОСОБЛИВОСТІ

- Кут голки: 45°
- Глибина:
підшкірний жир
супраперіостально