


ЛІПОЛІТИКИ

# DR.LIPO +



Стерильна упаковка в 10 флаконів по 10 мл

dr.Lipo + - це прямиий ліполітик для боротьби з жировими відкладеннями на тілі, чудові результати корекції з видимим ліфтинговим ефектом.



## Опис

dr.Lipo + - це прямиий ліполітик для боротьби з жировими відкладеннями на тілі.

Присутні в складі прямі ліполітики: дезоксихолат натрію і фосфатидилхолін забезпечують ефективні результати корекції контурів тіла.

Дезоксихолат натрію руйнує мембрани адипоцита, куди проникає фосфатидилхолін і емульгує жир, який легко виводиться з організму природним шляхом.

Підвищені концентрації пептидного комплексу блокують ліпогенез, фактори росту запускають процес неколагенезу, а L-карнітин з міорелаксантом активізують лімфодренаж. і відчутний ліфтинговий ефект.

Чудові результати корекції з видимим ліфтинговим ефектом пояснюються підвищеним вмістом у препараті ацетил гексапептиду-8 (аргірелін), що має ботулоподібну дію.

---

## Область застосування

Область застосування: Тіло.

Тип шкіри: Усі типи шкіри

Стать: Жіноча, Чоловіча

Для ін'єкцій.

---

## Склад

Phosphatidylcholine - 1%, sodium deoxycholate - 0.5%, L-carnitine - 0.35%, SP1-EGFs - 1.2%, SP1-FGF1s - 1%, acetyl hexapeptide-8 - 1.3%, palmitoyl pentapeptide-4, palmitoyl pentapeptide-7, nicotinoyl tripeptide-1

## Показання



- корекція жирових відкладень і ліфтинг ділянок тіла;
  - ремоделювання контуру стегон, рук, тіла;
  - лікування целюліту і в'ялості шкіри;
  - стимуляція периферійних кровоносних і лімфатичних судин, виражений детокс ефект.
- 

## Протипоказання



Вік до 27 років.

Вагітність, період лактації у жінок.

Наявність у пацієнта цукрового діабету, психічних захворювань, аутоімунних захворювань, онкологічних захворювань, гострих і хронічних інфекцій, шкірних проблем у місці ін'єкції (наприклад, запалення, герпес), індивідуальної непереносимості компонентів препарату, приймання антикоагулянтів, приймання антибіотиків (до 2 тижнів після завершення антибіотикотерапії).

## Інструкція із застосування

Провести очищення шкіри. Обробити ділянку розчином хлоргексидину або 70° спиртом, після закінчення процедури провести обробку.

Перед застосуванням перемішати препарат шляхом інтенсивного струшування флакона протягом 2-3 хвилин.

ОБЛАСТЬ ТІЛА ін'єктується інфільтраційною технікою на глибину 6 - 13 мм по 0.1 - 0.3 ml на укол з кроком 1.5 - 2.0 см залежно від зони голкою 30-32 G. Ін'єкції проводять строго під кутом 90°.

При лікуванні ЦЕЛЮЛІТУ ін'єкції виконуються безпосередньо у фіброзні вузли до 0.3 ml препарату. Максимальна кількість препарату в роботі за сеанс до 26.0 ml.

ТЕХНІКА проведення процедури: Великим вказівним пальцем робиться защип шкірно-жирової складки, ін'єкції проводять безпосередньо у валик усередині защипа, після ін'єкції утримання валика впродовж 10-30 сек.

Курс складається з 3 процедур з інтервалом між процедурами 10-14 днів (встановлюється фахівцем індивідуально, виходячи з анамнезу пацієнта).

---

### Термін придатності

36 місяців з дати виробництва

Термін придатності вказано на упаковці

### Умови зберігання

Зберігати за температури від 1 °С до 30 °С.

Не піддавати впливу сонячного світла.