



2 шприци X 1 мл

mesofiller® sensitive plus

ІНТИМНИЙ МЕДИЧНИЙ ФІЛЕР

Гель гіалуронової кислоти (ГК) для лікування та корекції птозу вульви та гіпертрофії зовнішніх статевих органів.

Концентрація [перехресно зшита ГК]

25 мг/мл

G' (модуль пружності)

305 Па

G'' (модуль в'язкості)

40 Па

Ділянки застосування

великі статеві губи

Як це працює?

Наповнює та відновлює об'єм тканин великих статевих губ задля збереження їхньої захисної функції та покращення їхнього вигляду.



12 доз x 5 мл

hydragel intimate

ЗВОЛОЖУВАЛЬНІ РОЗЧИНИ

Зволожує шкіру інтимної зони жінок.

Зволоження

Гіалуронова кислота (високо- та низькомолекулярна) відновлює насиченість тканин вологою.

Омолодження

Містить мікрокапсульований ретинол, який стимулює диференціацію клітин.

Відновлення біологічного балансу

Сприяє підтриманню природного балансу інтимної зони завдяки вмісту біополісахариду.