

ПРОТОКОЛ

Hanheal PDRN Booster

ВЛАСТИВОСТІ

- Полінуклеотиди діють на всіх клітинних рівнях шкіри, працюючи на регенерацію, відновлення, стимуляцію захисних властивостей шкіри
- Завдяки поєднанню в комплексному складі компонентів коктейлю, після процедури шкіра стає сяючою, покращується тургор, еластичність та товщина дерми.
- Поліпшення лімфодренажу та мікроциркуляції;
- Відновлення та захист волокон колагену та еластину;
- Поліпшення структурно-функціонального стану та ревіталізація шкіри;
- Усуває набряклість і пастозність періорбітальної області, зменшує вираженість темних кіл під очима

ПОКАЗАННЯ

- Вікові зміни шкіри- профілактика та корекція
- Набряково-деформаційний морфотип старіння
- Набряки та темні кола під очима, шкіра курця
- Стресова шкіра
- Підготовка до пластичних операцій
- Купероз
- Підготовка до колагенстимулюючих процедур
- Підготовка до блефаропластики та реабілітація після неї.

ПРОТИПОКАЗАННЯ

- Індивідуальна чутливість до компонентів препарату

ПРОТОКОЛ РОБОТИ

- Голка 32G x 4мм
- Глибина введення 1-2 мм
- Без папул

ТЕХНІКИ ВВЕДЕННЯ

- Напж, мікроін'єкції
- Кут нахилу голки 10-15
- Доза на вкол 0,005-0,01

КІЛЬКІСТЬ ПРЕПАРАТУ

- 1-2 мл на очі 0,25 мл на око

КУРС ПРОЦЕДУР

- 5-8 з інтервалом 7-10 днів
- Повторний курс через 6 місяців